



MEDUTEX Leiste nach Herzkatheteruntersuchungen

- durch die spezifische Passform und der große Verstellspielraum, ermöglicht MEDUTEX eine einfache und mühelose Anwendung am Patienten
- passt sich jeder Körperform gut an, ist angenehm weich und luftdurchlässig
- Anwendbar bis zu einem Bauchumfang von 130 cm
- Medizinprodukt laut Richtlinie 93/42/EWG



MEDUTEX Arm nach Herzkatheteruntersuchungen

- durch die spezifische Passform und den großen Verstellspielraum, ermöglicht MEDUTEX eine einfache und mühelose Anwendung am Patienten
- passt sich jeder Körperform gut an, ist angenehm weich und luftdurchlässig
- Medizinprodukt laut Richtlinie 93/42/EWG



BANDAGEN

www.johngmbh.com



Zusätzliche Informationen zu unseren Bandagen finden Sie im Internet unter www.johngmbh.com.

John GmbH

Ziddelrasen 1b · D-99830 Treffurt · Tel: +49 36923 8388-0 · Fax: +49 36923 8388-10 · info@johngmbh.com



WIR PRODUZIEREN IN DEUTSCHLAND



Rippenbandage

- unterschiedliche Bandagen für Damen und Herren
- die Bandage für Damen hat einen Brustausschnitt
- die Bandagen bestehen aus einem ca. 16 cm hohen, dauerelastischen und luftdurchlässigen Material mit Klettverschluss
- Reinigung (siehe Wäscheetikett)
- Medizinprodukt laut Richtlinie 93/42/EWG
- HMV-Nr. 05.11.01.0048




Postoperative Stützverbände

- in verschiedenen Versionen, mit Stäben / tailliert
- die Verbände bestehen aus einem ca. 25 cm hohen, dauerelastischen und luftdurchlässigen Material mit Klettverschluss
- Reinigung (siehe Wäscheetikett)
- Medizinprodukt laut Richtlinie 93/42/EWG
- HMV-Nr. 05.11.01.0047 (Version ohne Stäbe)



Clavicula-Bandage

- Schulterbandage zur Fixierung der Clavicula
- Material ist sehr hautfreundlich und angenehm zu tragen
- Zusätzliche Polsterung im Achselbereich
- Reinigung (siehe Wäscheetikett)
- Medizinprodukt laut Richtlinie 93/42/EWG
- HMV-Nr. 05.09.02.0025



Gilchrist-Bandage

- Schulterbandage zur sicheren Fixierung von Schulter- oder Oberarmverletzungen mit offener Konstruktion
- gewährleistet einen anatomiegerechten und sicheren Sitz
- Reinigung (siehe Wäscheetikett)
- Medizinprodukt laut Richtlinie 93/42/EWG
- HMV-Nr. 23.09.01.0009



Schulter-Abduktionskissen

- dient zur Ruhigstellung des Schultergelenks sowie zur vorübergehenden Entlastung der Schulter
- Fixierung des Ober- u. Unterarmes mittels Klettverschluss
- Reinigung (siehe Wäscheetikett)
- Medizinprodukt laut Richtlinie 93/42/EWG
- HMV-Nr. 23.09.04.0047



Armschlinge

- bei der Anwendung werden Schulter, Oberarm sowie der Ellenbogen entlastet
- für eine bessere Stabilität sorgt die Daumenschlaufe
- die Armschlinge kann links oder rechts getragen werden
- Reinigung (siehe Wäscheetikett)
- Medizinprodukt laut Richtlinie 93/42/EWG
- HMV-Nr. 05.09.01.0052

