



Seitengitterschutz für Pflegebetten

- reduziert die Verletzungsgefahr für den Patienten
- Kunstleder-Oberfläche, strapazierfähig, flammhemmend, desinfizierbar
- Seitengitterschutz mit Reißverschluss
- Reinigung (siehe Wäscheetikett)
- Abrechnungspositions-Nr.: 50.99.99.0999



Bettschutzauflage

- zum Schutz der Matratze
- Oberseite: saugfähiges Frottee
- Unterseite: wasserdichte und rutschhemmende Beschichtung
- feuchtigkeitsundurchlässig und urinbeständig
- Reinigung (siehe Wäscheetikett)



HILFSMITTEL ZUR PFLEGE

www.johngmbh.com



Zusätzliche Informationen zu unseren Hilfsmitteln finden Sie im Internet unter www.johngmbh.com.





Lagerungskissen mit Mikrostyropor

- für alle Lagerungspositionen im Sitzen und im Liegen geeignet
- optimale Anpassung an die Körperform
- druckentlastende Funktion gefährdeter Körperpartien
- abnehmbarer Bezug aus bielastischem Nässechutz, desinfizierbar
- Reinigung (siehe Wäscheetikett)

Lagerungskissen zur Spitzfußprophylaxe / Bettverkürzer

- individuell einsetzbar
- Bezugsvarianten: Skai Kunstleder „Soft“ (flammhemmend), Frotteestoff
- Kissenkern bestehend aus Schaumstoff RG 30
- Reinigung (siehe Wäscheetikett)
- Abrechnungspositions-Nr.: 50.99.99.0999



Universal



Rolle



Keil



Beinlagerungskissen

- zur Lagerung und Ruhigstellung des Beines
- Bezugsvarianten: Skai Kunstleder „Soft“ (flammhemmend), Frotteestoff
- Kissenkern bestehend aus Schaumstoff RG 20
- Reinigung (siehe Wäscheetikett)



Ring offen



Halbkreis



Kniekissen mit Befestigungsband

- durch die ideale Form des Kniekissens wird ein schmerzhaftes Aufeinanderliegen der Knie vermieden
- die Wirbelsäule und die Bandscheiben werden entlastet
- das praktische Haftband verhindert das Wegrutschen
- Reinigung (siehe Wäscheetikett)
- Medizinprodukt laut Richtlinie 93/42/EWG

