

Technische Daten JOSI-Octopus:

Größenübersicht in mm:

Artikelnummer	Größe	A	B	C	D	Halsbreite
30000-09100-00919	0	200	95	200	35	bis 85
30000-09110-00919	1	280	120	230	50	bis 100
30000-09120-00919	2	340	140	260	50	bis 125
30000-09130-00909	3	400	165	300	65	bis 150

Maßskizze:

Größe 0:
Klettverschluss am
Kunststoffband



Größe 1-3:
Drehverschluss am
Kunststoffband ist magnetisch



Zum Öffnen den
Verschluss in
Pfeilrichtung drehen.



Kopfstützenhalterung gekröpft
mit Tiefenverlängerung



- Ersatzbezüge für alle Polsterteile erhältlich
- Medizinprodukt laut Richtlinie 93/42/EWG
- Abrechnungspositionsnummer: 26.99.02.3000

Zusätzliche Informationen zu unserem Rollstuhlzubehör finden Sie im Internet unter www.johngmbh.com

John GmbH

Ziddelrasen 1b · D-99830 Treffurt · Tel: +49 36923 8388-0 · Fax: +49 36923 8388-10 · info@johngmbh.com



JOSI-Octopus JOSI-Manta

Positioniersystem für Kopf und Oberkörper

www.johngmbh.com



WIR PRODUZIEREN IN DEUTSCHLAND

JOSI-Octopus Positioniersystem für Kopf und Oberkörper



- Zentrale Unterstützung des Oberkörpers und Stabilisierung der Kopfhaltung
- Förderung und Stabilisierung der Vitalfunktionen
- Unterstützung einer aufrechten Sitzposition
- für Sitzschalen und Rollstühle
- einfacher Transfer: Rückhaltebügel über Rastscharniere nach hinten wegklappbar
- vielfältige Einstellmöglichkeiten
- Halterung mit Mehrfachverstellung, 15 x 15 mm Vierkantrohr
- Kopfstütze aus Frame Foam und viscoelastischem Schaum gepolstert
- pflegeleichter elastischer Neoprenbezug

JOSI-Manta Kopfhaltensystem für JOSI-Octopus

- Stabilisierende Kopfhalterung durch seitliche bzw. vordere Kopfpolster
- Verbesserung der Wahrnehmung
- JOSI-Manta entwickelt zur Nutzung am JOSI-Octopus
- passend für alle JOSI-Octopus Größen
- Universalgröße für jeden Kopfumfang
- Kopfpolster mittels Kugelklemmung individuell anpassbar
- mittels Rastscharnier nach oben klappbar
- Breiteneinstellung mittels Flügelschraube
- Polster aus viscoelastischem Schaum mit elastischem Neoprenbezug

