




Arthrodesenkissen / Sitzerrhöhung

- Arthrodesenkissen dienen zur Schonung des Hüftgelenks nach Hüftgelenkoperationen
- Sitzerrhöhung: einsetzbar bei Reha-Maßnahmen sowie bei Hüft- und Beinbeschwerden
- Bezüge waschbar (siehe Wäscheetikett)
- Abrechnungspositions-Nr.: Arthrodesenk. 18.99.99.0106
- Medizinprodukt laut Richtlinie 93/42/EWG




Keilkissen

- Unterstützung der ergonomisch korrekten Sitzhaltung und Entlastung der Wirbelsäule
- Kissenkern bestehend aus Schaumstoff VB 120
- Bezug mit Halb-Unterboden Noppe (Antirutsch)
- Bezüge waschbar (siehe Wäscheetikett)



KISSEN

www.johngmbh.com



Zusätzliche Informationen zu unseren Kissen finden Sie im Internet unter www.johngmbh.com.

John GmbH

Ziddelrasen 1b · D-99830 Treffurt · Fon: +49 36923 8388-0 · Fax: +49 36923 8388-10 · info@johngmbh.com




WIR PRODUZIEREN IN DEUTSCHLAND




JOSI-aktiv

- anatomisch gefrästes Sitzkissen mit Beckenstützung, seitlicher Oberschenkelführung sowie integriertem Abduktionskeil
- Kissenkern bestehend aus Frame Foam
- Unterseite mit 3 mm Aluminiumplatte verstärkt,
- Bezug: Abstandsgewirke mit Unterboden Noppe (Antirutsch)
- Bezüge waschbar (siehe Wäscheetikett)
- Abrechnungspositions-Nr.: 18.99.99.0104




Sandwichkissen / Vollgelkissen

- optimale Druckverteilung des Körpers, Förderung der Blutzirkulation und die Scherkräfte der Haut minimiert
- empfiehlt sich besonders bei dekubitusgefährdeten Patienten
- Bezug mit Unterboden Noppe (Antirutsch)
- Bezüge waschbar (siehe Wäscheetikett)
- Medizinprodukt laut Richtlinie 93/42/EWG






JOSI-VISCO-KONTUR Rücken und Sitz

- anatomisch geformter Rücken / Sitz
- Rücken: PE-Trobloc und RG 40 sowie viscoelastischer Schaum, Härtegrad: weich (Fb. Gelb)
- Sitz: RG 40 u. viscoelastischer Schaum, Härtegrad: mittel (Fb. Rosa)
- Abrechnungspositions-Nr.: Rücken 18.99.99.0099, Sitz 18.99.99.0199
- Medizinprodukt laut Richtlinie 93/42/EWG




JOSI-VISCO-Wendekissen / Sitzkissen viscoelastisch

- sehr gute Druckverteilung durch viscoelastischen Schaum
- JOSI-VISCO-Wendekissen beidseitig verwendbar
- Bezüge waschbar (siehe Wäscheetikett)
- Medizinprodukt laut Richtlinie 93/42/EWG



JOSITEX® KlimaComfort / PLUS

- exzellente Sitzelastizität mit hervorragender Wärme- und Feuchteableitung und allseitige Luftdurchlässigkeit
- optimal zur Dekubitus-Prophylaxe
- Bezug mit Unterboden Noppe (Antirutsch)
- Bezüge waschbar (siehe Wäscheetikett)
- Abrechnungspositions-Nr.: 18.99.99.0104



Sitzkissen RG 40 / VB 100 / Stifflatex R1

- das Sitzkissen RG 40 ist individuell einsetzbar
- die Variante VB 100 ist besonders stabil
- das Stifflatex bietet eine gute Druckverteilung sowie Luftdurchlässigkeit
- Bezug mit Unterboden Noppe (Antirutsch)
- Bezüge waschbar (siehe Wäscheetikett)
- Medizinprodukt laut Richtlinie 93/42/EWG

