



## Therapietisch

- Therapietisch in zwei Versionen erhältlich:
  - aus Makrolon (transparent und bruchsicher)
  - aus Sperrholz
- Halterungen und Zubehörteile erhältlich




## Schlupfsack für Rollstühle und Sitzschalen

- für Rollstuhl: Sitz und Rücken sind zu
- für Sitzschale: Sitz und Rücken sind offen
- zur hinteren Befestigung mit 4 Gurtbändern und Steckschlössern
- umlaufender Reißverschluss zum Herausnehmen des Vorderteils
- wind- und wasserabweisend
- Abrechnungspositions-Nr.: 18.99.99.0910



# ROLLSTUHLZUBEHÖR

[www.johngmbh.com](http://www.johngmbh.com)




Zusätzliche Informationen zu unserem Rollstuhlzubehör finden Sie im Internet unter [www.johngmbh.com](http://www.johngmbh.com).

**John GmbH**

Ziddelrasen 1b · D-99830 Treffurt · Tel: +49 36923 8388-0 · Fax: +49 36923 8388-10 · [info@johngmbh.com](mailto:info@johngmbh.com)



🇩🇪 WIR PRODUZIEREN IN DEUTSCHLAND



## JOSI-ULTRA Rücken system RS 2

- Aluminium Rücken mit Polster, abnehmbar, verstellbar
- winkelverstellbare Halterung mit Schnellverschluss und Verriegelung für Rückenrohr 22 mm und 25 mm
- Sitzbreiten von 26 cm bis 56 cm
- Rückenhöhen von 25 cm bis 55 cm / rückseitig mit Tasche
- Medizinprodukt laut Richtlinie 93/42/EWG
- Abrechnungsposition-Nr.: 18.99.99.0002



## JOSI-Octopus



### Positioniersystem für Kopf und Oberkörper

- Zentrale Unterstützung des Oberkörpers und Stabilisierung der Kopfhaltung
- Förderung und Verbesserung der Vitalfunktionen
- einfacher Transfer durch seitlich klappbare Retraktionsbügel
- vielfältige Einstellmöglichkeiten
- Halterung mit Mehrfachverstellung, 15 x 15 Vierkantrohr
- pflegeleichter elastischer Neopren-Bezug
- Medizinprodukt laut Richtlinie 93/42/EWG



## JOSI-ULTRA Rücken system, Basis

- Aluminium Rücken abnehmbar, verstellbar
- Halterung mit Schnellverschluss und Verriegelung für Rückenrohr 22 mm und 25 mm
- Sitzbreiten von 26 cm bis 56 cm
- Rückenhöhen von 25 cm bis 55 cm
- Pulverbeschichtung Fb. Schwarz
- Medizinprodukt laut Richtlinie 93/42/EWG



## JOSI-AK 1 Kopfstützenadapter

- Halterung mit Schnellverschluss und Verriegelung für Rückenrohr 22 mm und 25 mm
- Sitzbreiten von 26 cm bis 57 cm
- Universalhalter-Klemmsystem 15 x 15
- Medizinprodukt laut Richtlinie 93/42/EWG
- Abrechnungsposition-Nr.: 18.99.99.0999



## Thoraxpelotten für Rollstühle

- seitliche Stabilisierung des Oberkörpers
- anatomisch geformt
- starre oder abklappbare Ausführung
- feste verdrehsichere Halterung am Rückenrohr aus Edelstahl
- für Rückenrohr 22 mm und 25 mm
- pflegeleichter elastischer Neopren-Bezug
- Medizinprodukt laut Richtlinie 93/42/EWG

