



Über uns

Seit 1994 steht der Name John für einen hohen Qualitätsanspruch, innovative Produkte, eine individuelle Kundenbetreuung und gute Preise. Getreu unserem Motto „**SITZT IMMER**“ bieten wir eine breite Angebotspalette aus den Bereichen Orthopädie, Reha und Medizin. Neben unseren eigenen Produkten fertigen wir auch im Auftrag einiger namhafter Firmen.

Neuen Ideen verhelfen wir mit unserer Kompetenz, präziser Arbeit und hoher Leistungsbereitschaft zum Markterfolg. Alle unsere Produkte werden von qualifizierten Mitarbeitern auf modernsten Maschinen hergestellt. Weil die Zufriedenheit unserer Kunden für uns an erster Stelle steht, legen wir außerdem großen Wert auf Flexibilität, Termintreue und kurze Bearbeitungszeiten.

Ihr Weg zur perfekten Sitzschale

Bei der Fertigung von Sitzschalen legen wir großen Wert darauf, Sie als Partner zu unterstützen, damit Sie Ihre Arbeitsprozesse optimieren und Ihre Angebotspalette hochwertig erweitern können. Von der ökonomischen Teillösung bis zur komplexen Individualversorgung bieten wir Ihnen das vollständige Leistungsspektrum an. Wir stehen Ihnen gerne für eine persönliche Beratung bei uns in Treffurt, am Telefon oder bei Ihnen vor Ort zur Verfügung. Unsere Experten für Sitzschalen sind in ganz Deutschland für Sie da. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf und teilen Sie uns Ihre Fragen und Wünsche mit!



Zusätzliche Informationen zu unseren Sitzschalen finden Sie im Internet unter www.johngmbh.com.

John GmbH

Ziddelrasen 1b · D-99830 Treffurt · Tel: +49 36923 8388-0 · Fax: +49 36923 8388-10 · info@johngmbh.com



SITZSCHALEN

www.johngmbh.com



🇩🇪 WIR PRODUZIEREN IN DEUTSCHLAND



JOSI Aktiv-Sitzschale

Die Sitzschale für aktive Nutzer

Flexibel und leicht:
Die JOSI Aktiv-Sitzschale wird exakt nach vorgegebenen Maßen gefertigt und kann durch zahlreiches Zubehör wie Pelotten, Kopfstützen und Gurtsysteme genau an die Anforderungen des Nutzers angepasst werden. Die Sitzschale überzeugt durch ihre Leichtbauweise und lässt sich in alle gängigen Rollstühle platzieren.



JOSI Maß-Sitzschale

Die universelle Sitzschale für viele Anforderungen


Variabel und vielseitig:
Die JOSI Maß-Sitzschale besteht aus einer nach Maß gefertigten hochwertigen Schaumpolsterung in Sandwich-Bauweise und einem winkelverstellbaren Aluminium-Korpus, der in allen RAL-Farben pulverbeschichtet werden kann. Mit unserem umfangreichen Zubehör lässt sich die JOSI Maß-Sitzschale individuell dem jeweiligen Nutzer anpassen.



JOSI 3D-Abdruck-Sitzschale

Die Sitzschale nach Vakuum- oder Gipsabdruck

Passgenau und individuell:
Die JOSI 3D-Abdruck Sitzschale wird mittels eines 3D-Scanners digitalisiert und auf unserer 5-Achs-Fräsmaschine passgenau hergestellt. Sie bietet dadurch die höchstmögliche Anpassung an den Nutzer. Durch unser umfangreiches Zubehör ist es möglich, die individuelle Positionierung des Nutzers zu optimieren.



JOSIFLEX

Die Sitzschale, die mitwächst

Innovativ und universell:
JOSIFLEX kann mittels Inbusschrauben an allen Bauteilen um bis zu sechs Zentimeter in der Größe verstellt werden. Alle Anpassungen können von außen schnell und einfach vorgenommen werden. Die Sitzschale ist in drei Größen lieferbar und bietet dem Nutzer vom Kleinkind bis zum Schulalter optimalen Halt.

JOSI Formfräsung

Die Formfräsung nach Maß

Ökonomisch und maßgenau:
Der Fräsrohling nach Ihren Maßvorgaben bietet Ihnen ein Höchstmaß an Flexibilität und Eigengestaltungsmöglichkeiten. Die JOSI Formfräsung wird auf unserer modernen 5-Achs-Fräsmaschine hergestellt und bietet Ihnen die perfekte Basis für eine optimale Sitzschalenversorgung sowie eine bedarfsgerechte Kalkulation.



Bezüge

Die Bezüge für Ihre Sitz- und Liegeschalen

Passend und pünktlich:
Wir beziehen Sitz- und Liegeschalen nach Ihren Wünschen. Egal ob farbenfroh oder neutral, unsere Qualität sitzt immer. Wählen Sie einfach aus unserem reichhaltigen Angebot den passenden Stoff für Ihre Kunden aus. Wir garantieren Ihnen eine hohe Qualität bei Material und Verarbeitung sowie eine termingerechte Lieferung.



Ihr Partner für alle Sitzschalen

- Verschiedene Sitzschalen-Modelle für alle Anforderungs-Profile
- Liegeschalen und Sonderanfertigungen
- Individuelle Herstellung nach Maßblatt, Anpassbogen, Gipsmodell oder Vakuumabdruck
- Umfangreiches Sortiment an Anbauteilen und Zubehör
- Der winkelverstellbare Aluminium-Korpus ist in allen RAL-Farben lieferbar
- Sämtliche Gurt- und Positioniersysteme, auf Wunsch auch in Sondergrößen
- Logo-Stickerei für Gurtsysteme und Dienstbekleidung
- Passgenaue Bezüge aus eigener Näherei für Ihre Sitz- und Liegeschalen
- Individuelle Lösungen bei termingerechter Lieferung
- Fachberatung durch unsere Außendienstmitarbeiter