



Fußstützen / Fußwinkel / Fersenschalen

- in verschiedenen Ausführungen und Größen
- alle Bauteile über passende Lochabstände aufeinander abgestimmt
- Fußstützen mit Abweisrollen
- Medizinprodukt laut Richtlinie 93/42/EWG
- Abrechnungspositions-Nr.: 18.99.99.0399




Faltdach für Sitzschalen

- Faltdach mit Halterung zum Einrasten
- wasserdichtes Codura-Gewebe
- Haltebügel und Haltewinkel sind frei positionierbar



SITZSCHALEN / BAUTEILE

www.johngmbh.com



Zusätzliche Informationen zu unseren Sitzschalen / Bauteilen finden Sie im Internet unter www.johngmbh.com.





Sitzschalenschaum CNC gefräst

- Mit unserer 5-Achs-Fräsmaschine fertigen wir entweder nach Abdruck, Gips- oder Schaummodell:
 - Sitzschalen
 - Liegeschalen
 - anatomische Sitz- und Rückenkissen



Thoraxpelotten-Bauteile

- Bauteile zur individuellen Gestaltung
- verstellbare, abklappbare und steckbare Systeme
- Medizinprodukt laut Richtlinie 93/42/EWG




Sitzschalenrohlinge

- Sitzschalenrohlinge aus 3 mm Aluminium
- erhältlich in vielen verschiedenen Größen
- mit stufenloser Rückenwinkelverstellung
- individuelle Montage durch Anordnung der Bohrungen, Lochreihen u. Schlitze sowie Pulverbeschichtung in RAL-Farben
- Medizinprodukt laut Richtlinie 93/42/EWG



Armauflagensysteme

- Schaumpolster- und PU-Armlehnen
- Halterungen mit Vierkantrohr in verschiedenen Ausführungen
- Bezüge in unterschiedlichen Designs
- Medizinprodukt laut Richtlinie 93/42/EWG



Kopfstützensysteme

- Schaumpolster- und PU-Kopfstützen
- Kugelaufnahme, Gelenkplatte mit Gewindebuchse
- Halterungen mit Vierkantrohr in verschiedenen Ausführungen
- Bezüge in unterschiedlichen Designs
- Medizinprodukt laut Richtlinie 93/42/EWG



Abduktionskeile / Halter

- zur individuellen Montage kombinierbar
- steckbar, abklappbar und höhenverstellbar
- Abduktionskeile wahlweise aus Schaumstoff oder Holzkern
- Bezüge in unterschiedlichen Designs
- Medizinprodukt laut Richtlinie 93/42/EWG

