

## **HILFSMITTEL ZUR PFLEGE**

[www.johngmbh.com](http://www.johngmbh.com)

# INHALT

Lagerungskissen mit Mikrostyropor gefüllt .....	3
Bettschutzauflage .....	5
Seitengitterschutz für Pflegebetten .....	6
Bettverkürzer / Lagerungskissen zur Spitzfußprophylaxe .....	7
Beinlagerungskissen .....	8
Kniekissen mit Befestigungsband .....	9

# Lagerungskissen mit Mikrostyropor gefüllt



- für alle Lagerungspositionen im Sitzen und im Liegen geeignet
- optimale Anpassung an die Körperform
- druckentlastende Funktion gefährdeter Körperpartien
- abnehmbarer Bezug aus bielastischen Material
- Bezüge waschbar (siehe Wäscheetikett)
- Nässeschutz desinfizierbar



## Lagerungskissen Universal

Artikelnummer	Breite	Tiefe	Höhe	
09100-01010-(Farbnr.)	40 cm	40 cm	15 cm	
09100-01020-(Farbnr.)	80 cm	40 cm	15 cm	
09100-01030-(Farbnr.)	80 cm	80 cm	15 cm	

## Lagerungskissen Rolle

Artikelnummer	Durchmesser	Länge	
09100-01040-(Farbnr.)	20 cm	40 cm	
09100-01050-(Farbnr.)	20 cm	80 cm	

## Lagerungskissen Keil

Artikelnummer	Breite	Tiefe	Höhe	
09100-01060-(Farbnr.)	30 cm	40 cm	20 : 1 cm	

## Lagerungskissen Halbkreis

Artikelnummer	Durchmesser	Breite	
09100-01070-(Farbnr.)	20 cm	170 cm	



Maßanfertigungen sind für uns selbstverständlich. Wir fertigen nach Ihren Wünschen individuelle Größen und Kombinationen.



Individuelle Bezugsstoffe, Kunstleder und Farbvarianten entnehmen Sie bitte der Rubrik "Material und Zubehör".

Lagerungskissen Ring offen		
Artikelnummer	Durchmesser	
09100-01080-(Farbnr.)	50 cm	



Nässeschutz

- Marine 00157
- Rot 00167



Maßanfertigungen sind für uns selbstverständlich. Wir fertigen nach Ihren Wünschen individuelle Größen und Kombinationen.



Individuelle Bezugsstoffe, Kunstleder und Farbvarianten entnehmen Sie bitte der Rubrik "Material und Zubehör".

# Bettschutzauflage



- zum Schutz von Matratzen
- Oberseite: saugfähiges Frottee
- Unterseite: wasserdichte und rutschhemmende Beschichtung
- feuchtigkeitsundurchlässig
- urinbeständig
- Farbe: Weiß
- ab einer Abnahmemenge von 10 Stück je Größe erhalten Sie 11 Stück zum Preis von 10 Stück



## Bettschutzauflage

Artikelnummer	Breite	Länge
09010-01010-00000	50 cm	75 cm
09010-01020-00000	75 cm	100 cm
09010-01030-00000	90 cm	150 cm
09010-01040-00000	100 cm	150 cm



Maßanfertigungen sind für uns selbstverständlich. Wir fertigen nach Ihren Wünschen individuelle Größen und Kombinationen.



Individuelle Bezugsstoffe, Kunstleder und Farbvarianten entnehmen Sie bitte der Rubrik "Material und Zubehör".



- dient zum Schutz des Patienten (bei unruhigem Schlaf), um die Verletzungsgefahr zu reduzieren
- aus Skai-Kunstleder "Soft", Fb. Perle mit Schaumpolsterung
- Kunstleder-Oberfläche desinfektionsmittelbeständig, strapazierfähig und flammhemmend
- mit Reißverschluss
- Abrechnungspositionsnummer: 50.99.99.0999



## Seitengitterschutz für Pflegebetten

Artikelnummer	Länge	Höhe
09050-01000-00002	168 cm	32 cm



Mit einem feuchten Tuch abwischen!

Skai-Kunstleder "Soft"

Perle 00002




Maßanfertigungen sind für uns selbstverständlich. Wir fertigen nach Ihren Wünschen individuelle Größen und Kombinationen.



Individuelle Bezugsstoffe, Kunstleder und Farbvarianten entnehmen Sie bitte der Rubrik "Material und Zubehör".

# Bettverkürzer / Lagerungskissen zur Spitzfußprophylaxe

- individuell einsetzbar
- Kissenkern bestehend aus Schaumstoff RG 30
- Bezugsvariante wahlweise: Skai-Kunstleder "Soft" (flammhemmend) oder Frotteestoff
- Abrechnungspositionsnummer: 50.99.99.0999



## Bettverkürzer

Artikelnummer	Breite	Tiefe	Höhe
09070-00010-(Farbnr.)	80 cm	30 cm	20 cm
09070-00020-(Farbnr.)	80 cm	35 cm	25 cm

## Lagerungskissen zur Spitzfußprophylaxe

Artikelnummer	Breite	Tiefe	Höhe
09080-01010-(Farbnr.)	80 cm	20 : 15 cm	30 cm
09080-01020-(Farbnr.)	80 cm	25 : 18 cm	30 cm
09080-01030-(Farbnr.)	80 cm	30 : 22 cm	40 cm

### Frotteestoff

Beige 00300

### Skai-Kunstleder "Soft"

Perle 00002



Maßanfertigungen sind für uns selbstverständlich. Wir fertigen nach Ihren Wünschen individuelle Größen und Kombinationen.



Individuelle Bezugsstoffe, Kunstleder und Farbvarianten entnehmen Sie bitte der Rubrik "Material und Zubehör".



- dient zur Lagerung und Ruhigstellung des Beines
- Kissenkern bestehend aus Schaumstoff RG 20
- Bezugsvariante wahlweise: Skai-Kunstleder "Soft" (flammhemmend) oder Frotteestoff

### Beinlagerungskissen, Frotteestoff, Beige

Artikelnummer	Breite	Tiefe	Höhe
09110-00050-00300	23 cm	75 cm	16 cm


### Beinlagerungskissen Frotteestoff, Blau

Artikelnummer	Breite	Tiefe	Höhe
09110-00050-00301	23 cm	75 cm	16 cm


### Beinlagerungskissen Skai-Kunstleder "Soft"

Artikelnummer	Breite	Tiefe	Höhe
09110-00050-00002	23 cm	75 cm	16 cm

#### Skai-Kunstleder "Soft"

 Perle 00002

#### Frotteestoff

 Blau 00301

 Beige 00300



Maßanfertigungen sind für uns selbstverständlich. Wir fertigen nach Ihren Wünschen individuelle Größen und Kombinationen.



Individuelle Bezugsstoffe, Kunstleder und Farbvarianten entnehmen Sie bitte der Rubrik "Material und Zubehör".



# Kniekissen mit Befestigungsband



- durch die ideale Form des Kniekissens wird ein schmerzhaftes Aufeinanderliegen der Knie vermieden
- die Wirbelsäule und die Bandscheiben werden entlastet
- das praktische Haftband sorgt für einen festen Halt des Kniekissens
- Kissenkern bestehend aus Schaumstoff RG 20
- Bezug waschbar (siehe Wäscheetikett)
- Medizinprodukt laut Richtlinie 93/42/EWG



## Kniekissen mit Befestigungsband

Artikelnummer	Breite	Tiefe	Höhe
02000-05000-00300	15 cm	23 cm	15 cm
02000-05050-00300	25 cm	23 cm	15 cm

## Kniekissen mit Befestigungsband

Artikelnummer	Breite	Tiefe	Höhe
02000-05000-00301	15 cm	23 cm	15 cm
02000-05050-00301	25 cm	23 cm	15 cm

## Ersatzbezug für Kniekissen

Artikelnummer	Breite	Tiefe	Höhe
02000-05010-00300	15 cm	23 cm	15 cm
02000-05060-00300	25 cm	23 cm	15 cm

## Ersatzbezug für Kniekissen

Artikelnummer	Breite	Tiefe	Höhe
02000-05010-00301	15 cm	23 cm	15 cm
02000-05060-00301	25 cm	23 cm	15 cm



### Frotteestoff

- Blau 00301
- Beige 00300



Maßanfertigungen sind für uns selbstverständlich. Wir fertigen nach Ihren Wünschen individuelle Größen und Kombinationen.



Individuelle Bezugsstoffe, Kunstleder und Farbvarianten entnehmen Sie bitte der Rubrik "Material und Zubehör".